


Kit cordon tirette teleCARE

(Kit comprenant cordon/tirette, sphère, demi-sphères) réf: 660098

Caractéristiques

- Kit de remplacement pour unités d'appels sanitaires du système teleCARE
- Une sphère complète en plastique rouge avec un cordon en nylon rouge.
- Une demi-sphère rouge s'adaptant à la demi-sphère existante de l'unité sanitaire pour la fonction de décrochage de sécurité.
- Un cordon de 20cm de long avec une demi-sphère, équipé d'un clip guide câble et d'un ressort



Description

Le kit tirette teleCARE de remplacement se compose d'un cordon rouge en nylon d'une longueur de 2m muni d'une sphère complète et d'une demi-sphère. Et en plus, un cordon court équipé d'un clip guide câble et d'un ressort qui se fixe à une unité sanitaire est inclus dans le kit de rechange.

Le kit est utilisé pour remplacer la tirette d'une unité d'appel sanitaire, par exemple lorsque le cordon d'origine est cassé ou perdu.

La longueur du cordon de remplacement s'ajuste en tirant à travers la demi-sphère et en y attachant un nœud à l'intérieur à la longueur appropriée. Le cordon excédentaire ne doit pas être coupée mais roulée à l'intérieur de la demi-sphère.

L'ensemble du cordon de remplacement se fixe à l'unité sanitaire en se montant à l'aide de la demi-sphère de celui-ci et de celle de l'unité sanitaire originale, puis en pressant fermement ensemble sur les deux parties jusqu'à enclenchement

Pour remplacer le mini cordon fixé à l'unité sanitaire, la carte électronique doit d'abord être retirée du boîtier de l'unité. L'ancien cordon, le guide et le ressort doivent être entièrement remplacés par le nouvel ensemble kit cordon.

Spécifications Techniques

Dimensions:	Sphère: 50mm ø Cordon: longueur 2m Longueur cordon court: 20cm
Matériau:	Sphère: Plastique PC/ABS Cordon: Plastique/Nylon
Couleurs:	Sphères Rouges (NCS S 0580-Y 90R) Cordon: Rouge



Note: Les procédures de travail sécurisées et appropriées contre les décharges électrostatiques, ESD doivent être appliquées lorsqu'on remplace le cordon qui est fixé à la carte électronique de l'unité d'appel sanitaire.